



Cellule de Refroidissement Monocoque à Chariot

Gardez la maîtrise de votre liaison froide et éliminez les risques alimentaires grâce à la WBC70 Williams. Performante et facile d'utilisation, cette cellule monocoque est aussi conçue pour simplifier l'installation

WBC70 CARACTÉRISTIQUES

	WBC70 groupe logé	WBC70 sans groupe
Capacité kg/cycle	70kg	70kg
Chariot	1 x 1/1 ou 600x400	1 x 1/1 ou 600x400
P. frigo. 10°C/R404A	5kW	5kW
Tension V	Tri 380+N	mono 220
Intensité A	9.0	4.5

Dimensions hors-tout L903mmxP1100mmxH2213mm

Passage libre H1725mmxP753mm



Avantages

- Cellule de refroidissement 70kg/cycle
- Tableau de bord facile d'utilisation, avec alarme et imprimante de série
- Prévue pour recevoir des échelles GN 1/1 ou Euronorm 600 x 400
- Mode stockage automatique en fin de cycle
- Equipement tropicalisé +32°C
- Trois sondes à coeur en standard
- Ventilation à haut débit d'air et évaporateur largement dimensionné
- Construction monocoque ne nécessitant pas de main d'oeuvre qualifiée lors de l'installation
- Accès technique simplifié pour intervention ou nettoyage
- Conforme aux exigences HACCP
- Isolation avec un valeur PACO (potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone) de zéro pour une excellente efficacité thermique

Construction

- Conçue et fabriquée selon les standards internationaux les plus récents
- Construction monocoque
 - 75mm d'isolation avec une valeur PACO (potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone) de zéro
 - Reçoit des échelles GN1/1 ou 600x400(H1700mm)
 - Fermeture par loqueteau magnétique assurant sécurité et étanchéité

Refroidissement

- Commutation automatique en mode stockage en fin de cycle
- Jusqu'à +32°C d'ambiance
- Gestion automatique des dégivrages
- Prévoir raccordement des condensats sur attente eaux usées

Tableau de commande 1 2 3

- 3 sondes à coeur en standard
- Cycles chrono ou sonde à coeur
- Imprimante de série, simplicité d'utilisation:
 - Bouton Marche – Arrêt
 - Bouton début de cycle
 - Voyant de programme
 - Affichage de la température ou du temps
 - Affichage des températures à coeur
 - Indication de dégivrage

NB: Chariots non fournis Une gamme complète de cellules de refroidissement rapide à chariots ou à clayettes vous est proposée. Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications